

# 조직보관용기

비접촉 포르말린 보존액

10% Neutral Buffered Formalin



조직샘플을 안전하게 보존하는 용기

조직샘플을 넣을 때는 포르말린에 노출되지 않는 용기

조직샘플을 넣지 않으면 포르말린이 내려올 수 없는 용기

## 제품상세

### 조직보관용기 10ml

- 용량 : 10ml
- 포장 : 25개 / 랙 × 8 = 200개/박스
- 색상 : 노란색 / 흰색



품번: C002-0101    개당 1,000 원

### 조직보관용기 70ml

- 용량 : 70ml
- 포장 : 15개(속포장) × 2 = 30개/박스



품번: C002-0202    개당 5,000 원

## 조작방법



1. 용기 뚜껑과 안전링을 열어서 제거한다.
2. 채취한 조직을 용기에 넣는다.
3. 뚜껑을 끝까지 닫는다.
4. 약간 흔들어주고 확인한다.

조직보관용기는 체외진단용 의료기기로 신고된 의료기기입니다. (식약처 체외 제신 18-1052호)  
대한산업보건협회 보건환경연구원 유해인자측정인증 (등록번호 제 2017-020002호)



㈜ 프리케어진  
031 8027 9027  
info@precaregene.com

